

ご注文日: 年 月 日

McLaughlin Bennett 5.0 フォロスタデント ミニ スプリントII ブラケット

標準価格 ¥5,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+17	+4	1.05		-	780T0103		780T0101	
	L	+17	+4	1.05		-	779T0103		779T0101	
側切歯	R	+9	+8	1.25		-	780T0203		780T0201	
	L	+9	+8	1.25		-	779T0203		779T0201	
犬歯	R	-7	+8	0.60		-	780T0313		780T0311	
	L	-7	+8	0.60		-	779T0313		779T0311	
	R	-7	+8	0.60		Hook	780T0303		780T0301	
	L	-7	+8	0.60		Hook	779T0303		779T0301	
犬歯	R	0	+8	0.60		-	780T0333		780T0331	
	L	0	+8	0.60		-	779T0333		779T0331	
	R	0	+8	0.60		Hook	780T0323		780T0321	
	L	0	+8	0.60		Hook	779T0323		779T0321	
小臼歯	R	-7	0	0.80		-	780T0413		780T0411	
	L	-7	0	0.80		-	779T0413		779T0411	
	R	-7	0	0.80		Hook	780T0403		780T0401	
	L	-7	0	0.80		Hook	779T0403		779T0401	

下顎	R/L	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	
前歯	R/L	-6	0	1.30		-	780T1203		780T1201		
	犬歯	R	-6	+3	0.60		-	780T1413		780T1411	
		L	-6	+3	0.60		-	779T1413		779T1411	
犬歯	R	-6	+3	0.60		Hook	780T1403		780T1401		
	L	-6	+3	0.60		Hook	779T1403		779T1401		
	R	0	+3	0.60		-	780T1433		780T1431		
	L	0	+3	0.60		-	779T1433		779T1431		
	R	0	+3	0.60		Hook	780T1423		780T1421		
	L	0	+3	0.60		Hook	779T1423		779T1421		
第1小臼歯	R	-12	+2	0.65		-	780T1513		780T1511		
	L	-12	+2	0.65		-	779T1513		779T1511		
	R	-12	+2	0.65		Hook	780T1503		780T1501		
第2小臼歯	L	-12	+2	0.65		Hook	779T1503		779T1501		
	R	-17	+2	0.65		-	780T1613		780T1611		
	L	-17	+2	0.65		-	779T1613		779T1611		
第2小臼歯	R	-17	+2	0.65		Hook	780T1603		780T1601		
	L	-17	+2	0.65		Hook	779T1603		779T1601		

ブラケット セット	上下顎	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
上下顎犬歯ブラケット トルク 0°	5-5	1	20	-	706T1060		706T1069		¥10,000
	5-5	5	100	-	706T1061		706T1070		¥50,000
	5-5	10	200	-	706T1062		706T1071		¥100,000
	5-5	1	20	犬歯フック付	706T1063		706T1072		¥10,000
	5-5	5	100	犬歯フック付	706T1064		706T1073		¥50,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706T1065		706T1074		¥100,000
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	706T1066		706T1075		¥10,000
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付	706T1067		706T1076		¥50,000
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付	706T1068		706T1077		¥100,000
上顎犬歯ブラケット トルク -7° 下顎犬歯ブラケット トルク -6°	5-5	1	20	-	706T1031		706T1046		¥10,000
	5-5	5	100	-	706T1032		706T1047		¥50,000
	5-5	10	200	-	706T1033		706T1048		¥100,000
	5-5	1	20	犬歯フック付	706T1036		706T1051		¥10,000
	5-5	5	100	犬歯フック付	706T1037		706T1052		¥50,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706T1038		706T1053		¥100,000
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	706T1041		706T1056		¥10,000
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付	706T1042		706T1057		¥50,000
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付	706T1043		706T1058		¥100,000

標準価格 ¥10,800 1/pk (10個入り)

ビックフットベース ¥11,800 1/pk (10個入り)


McLaughlin Bennett 5.0 チューリップ バッカルチューブ

チューリップ バッカルチューブ	トルク	オフセット	部位	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
	76   67	-14	10	UR6/UR7	743T0744	743T0742	
				UL6/UL7	742T0744	742T0742	
	6   6	-20	0	UR6/UR7	743B0744	743B0742	ビックフット ベース
				UL6/UL7	742B0744	742B0742	ビックフット ベース
	6   6	-20	0	LR6	743T1714	743T1712	
				LL6	742T1714	742T1712	
	7   7	-10	0	LR6	743B1714	743B1712	ビックフット ベース
				LL6	742B1714	742B1712	ビックフット ベース
				LR7	742T0724	742T0722	
				LL7	743T0724	743T0722	

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	



ご注文日: 年 月 日



**Nickel Titanium - Heat Activated**  
ヒートアクティベート ニッケルチタン ワイヤ

標準価格 ¥9,500 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号	
	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数
.014	208H0835		208H0935		208H1835		208H1935		208H2835		208H2935	
.016	208H0840		208H0940		208H1840		208H1940		208H2840		208H2940	
.016 x .022	208H2040		208H2140		208H3040		208H3140		208H4040		208H4140	
.017 x .025	208H2044		208H2144		208H3044		208H3144		208H4044		208H4144	
.019 x .025	208H2048		208H2148		208H3048		208H3148		208H4048		208H4148	

**Stainless Steel**  
ステンレススチール ワイヤ

標準価格 ¥6,200 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数
.014	202-0835		202-0935		202-1835		202-1935		202-2835		202-2935	
.016	202-0840		202-0940		202-1840		202-1940		202-2840		202-2940	

**Stainless Steel Heat Treated**  
ステンレススチール ヒートリーテッド ワイヤ

標準価格 ¥7,200 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数
.018	202H0845		202H0945		202H1845		202H1945		202H2845		202H2945	
.020	202H0850		202H0950		202H1850		202H1950		202H2850		202H2950	
.019 x .025	202H2048		202H2148		202H3048		202H3148		202H4048		202H4148	

**Stainless Steel Ball Posted**  
ステンレススチール ボール ポステッド ワイヤ

標準価格 ¥11,800 1/pk (10個入り)

mm	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号	
		上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数
24	.017 x .025			209T2444				209O2444				209S2444	
26				209T2644				209O2644				209S2644	
28				209T2844				209O2844				209S2844	
30		209T3044			209O3044				209S3044				
32		209T3244			209O3244				209S3244				
34		209T3444			209O3444				209S3444				
36		209T3644			209O3644				209S3644				
38		209T3844			209O3844				209S3844				
40	209T4044			209O4044				209S4044					
24	.019 x .025			209T2448				209O2448				209S2448	
26				209T2648				209O2648				209S2648	
28				209T2848				209O2848				209S2848	
30		209T3048			209O3048				209S3048				
32		209T3248			209O3248				209S3248				
34		209T3448			209O3448				209S3448				
36		209T3648			209O3648				209S3648				
38		209T3848			209O3848				209S3848				
40	209T4048			209O4048				209S4048					

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	