

McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

GLAM[®] Ceramic Bracket

グラム セラミックブラケット



GLAM:

魅力的な、華やかな、の意味を持つ“Glamorous”から名づけました。



グラム セラミック ブラケットの持つ透明感は患者さんがもつ歯牙の自然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

グラム セラミック ブラケットにはプラスチック素材は一切使用されていないため、吸水による変色はありません。また治療中に起こるブラケットの破折を極力なくし、治療期間中を通して常に美しい状態を保つように独自のブラケット デザインを採用しています。

グラム セラミック ブラケットに新たにカラーIDマーキングを採用。ボンディング時のポジショニングに役立つスロット部にもカラーマーキングを施しました。



セラミック ブラケットの美しい審美性は多くの矯正歯科医がその利点を認めています。しかし、ブラケット撤去時に、セラミック素材が破折したり、歯面に一部が残るリスクについても多くの矯正歯科医が抱えている問題です。

グラム セラミック ブラケットには専用のディボンディングツールをご用意しています。このツールはディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減し、よりイージーで安全なブラケット撤去を可能にします。

McLaughlin Bennett 5.0 - フォロスタデント グラム セラミック ブラケット

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



医療機器認証番号: 224AKBZX00003000
販売名: フォロスタデント グラム ブラケット

上 顎					Slot .018		Slot .022		
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1 中切歯	+17	+4	1.25	-	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101	
2 側切歯	+10	+8	1.5	-	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201	
3 犬歯	-7	+8	1.0	-	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301	
	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	G762T0313	G761T0313	G762T0311	G761T0311
	犬歯	0	+8	1.0	-	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321
	犬歯 フック付	0	+8	1.0	-	G762T0333	G761T0333	G762T0331	G761T0331
4+5 小臼歯	-7	0	1.0	-	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501	
	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511

下 顎					Slot .018		Slot .022		
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1+2 下顎前歯	-6	0	1.5	-	G761T1203		G761T1201		
3 犬歯	-6	+3	1.0	-	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401	
	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	G762T1413	G761T1413	G762T1411	G761T1411
	犬歯	0	+3	1.0	-	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421
	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	G762T1433	G761T1433	G762T1431	G761T1431
4 小臼歯	-12	0	0.7	-	G761T1503	G761T1503	G761T1501	G761T1501	
	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	G761T1513	G761T1513	G761T1511	G761T1511
5 小臼歯	-17	0	0.7	-	G761T1603	G761T1603	G761T1601	G761T1601	
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	G761T1613	G761T1613	G761T1611	G761T1611



McLaughlin Bennett 5.0 - フォロスタデント グラム セラミック ブラケット 5-5 セット

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
犬歯フック付	G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
犬歯・小臼歯フック付	G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772
犬歯ブラケットトルク付	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
犬歯フック付	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
犬歯・小臼歯フック付	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォロスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>