

**フォレストudent マイクロ スプリント ブラケット ご注文用紙**  
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)

**Roth System\***

標準価格 ¥5,000 1/pk (10個入り)

上顎	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット Right	注文数	.018 スロット Left	注文数	.022 スロット Right	注文数	.022 スロット Left	注文数
中切歯	+12	+5	0.70		-	784-0103		783-0103		784-0101		783-0101	
側切歯	+8	+9	1.00		-	784-0203		783-0203		784-0201		783-0201	
	+8	+9	1.00		Hook	784-0213		783-0213		784-0211		783-0211	
犬歯	-2	+11	0.50	4° mesial	-	784-0303		783-0303		784-0301		783-0301	
	-2	+11	0.50	4° mesial	Hook	784-0313		783-0313		784-0311		783-0311	
小臼歯	-7	0	0.50	2° distal	-	784-0503		783-0503		784-0501		783-0501	
	-7	0	0.50	2° distal	Hook	784-0513		783-0513		784-0511		783-0511	
下顎	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
下顎前歯	0	0	1.20		-	783-1203		783-1203		783-1201		783-1201	
	0	0	1.20		Hook	784-1213		783-1213		784-1211		783-1211	
犬歯	-10	+7	0.70	2° mesial	-	784-1403		783-1403		784-1401		783-1401	
	-10	+7	0.70	2° mesial	Hook	784-1413		783-1413		784-1411		783-1411	
第1小臼歯	-17	0	0.70	4° distal	-	784-1503		783-1503		784-1501		783-1501	
	-17	0	0.70	4° distal	Hook	784-1513		783-1513		784-1511		783-1511	
第2小臼歯	-22	0	0.70	4° distal	-	784-1603		783-1603		784-1601		783-1601	
	-22	0	0.70	4° distal	Hook	784-1613		783-1613		784-1611		783-1611	
ブラケット セット(5-5)	ケース	ブラケット	フック		.018 スロット	注文数		.022 スロット	注文数				
	5-5	1	20	-		706-1094		706-1103					
	5-5	5	100	-		706-1095		706-1104					
	5-5	10	200	-		706-1096		706-1105					
	5-5	1	20	犬歯フック付		706-1097		706-1106					
	5-5	5	100	犬歯フック付		706-1098		706-1107					
	5-5	10	200	犬歯フック付		706-1099		706-1108					
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付		706-1100		706-1109					
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付		706-1101		706-1110					
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付		706-1102		706-1111					

**McLaughlin/Bennett/Trevisi System\***

標準価格 ¥5,000 1/pk (10個入り)

上顎	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット Right	注文数	.018 スロット Left	注文数	.022 スロット Right	注文数	.022 スロット Left	注文数
中切歯	+17	+4	0.80		-	778-0103		777-0103		778-0101		777-0101	
側切歯	+10	+8	1.00		-	778-0203		777-0203		778-0201		777-0201	
	+10	+8	1.00		Hook	778-0213		777-0213		778-0211		777-0211	
犬歯	-7	+8	0.50		-	778-0303		777-0303		778-0301		777-0301	
	-7	+8	0.50		Hook	778-0313		777-0313		778-0311		777-0311	
第1小臼歯	-7	0	0.50		-	778-0403		777-0403		778-0401		777-0401	
	-7	0	0.50		Hook	778-0413		777-0413		778-0411		777-0411	
第2小臼歯	-7	0	0.90		-	778-0503		777-0503		778-0501		777-0501	
	-7	0	0.90		Hook	778-0513		777-0513		778-0511		777-0511	
下顎	トルク	ティップ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
下顎前歯	-6	0	1.20		-	777-1203		777-1203		777-1201		777-1201	
	-6	0	1.20		Hook	778-1213		777-1213		778-1211		777-1211	
犬歯	-6	+3	0.70		-	778-1403		777-1403		778-1401		777-1401	
	-6	+3	0.70		Hook	778-1413		777-1413		778-1411		777-1411	
第1小臼歯	-12	+2	0.70		-	778-1503		777-1503		778-1501		777-1501	
	-12	+2	0.70		Hook	778-1513		777-1513		778-1511		777-1511	
第2小臼歯	-17	+2	0.70		-	778-1603		777-1603		778-1601		777-1601	
	-17	+2	0.70		Hook	778-1613		777-1613		778-1611		777-1611	
ブラケット セット(5-5)	ケース	ブラケット	フック		.018 スロット	注文数		.022 スロット	注文数				
	5-5	1	20	-		706-1112		706-1121					
	5-5	5	100	-		706-1113		706-1122					
	5-5	10	200	-		706-1114		706-1123					
	5-5	1	20	犬歯フック付		706-1115		706-1124					
	5-5	5	100	犬歯フック付		706-1116		706-1125					
	5-5	10	200	犬歯フック付		706-1117		706-1126					
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付		706-1118		706-1127					
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付		706-1119		706-1128					
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付		706-1120		706-1129					

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor 各ブラケットセットの標準価格は、ブラケット単価¥500 × ブラケット数となります。

		TEL		TEL	
	〒	FAX		FAX	

フォレストudent・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

お問い合わせ:03-6277-6980