


フォレストudent スプリント / ミニ スプリント ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)

Roth System

標準価格 ¥5,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	テイク [°]	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+12	+5	1.00	-	-	788-0103		788-0101	
	L	+12	+5	1.00	-	-	787-0103		787-0101	
側切歯	R	+8	+9	1.50	-	-	788-0203		788-0201	
	L	+8	+9	1.50	-	-	787-0203		787-0201	
犬歯	R	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	788-0303		788-0301	
	L	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	787-0303		787-0301	
小臼歯	R	-7	0	0.90	2° distal	-	788-0513		788-0511	
	L	-7	0	0.90	2° distal	-	787-0513		787-0511	
	R	-7	0	0.90	2° distal	-	786-0513		786-0511	(Regular Size)
	L	-7	0	0.90	2° distal	-	785-0513		785-0511	(Regular Size)
下顎	R/L	トルク	テイク [°]	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.50	-	-	787-1203		787-1201	
	R/L	0	0	1.50	-	-	785-1203		785-1201	
犬歯	R	-10	+7	0.90	2° mesial	Hook	788-1403		788-1401	
	L	-10	+7	0.90	2° mesial	Hook	787-1403		787-1401	
	R	-10	+7	0.90	2° mesial	Hook	786-1403		786-1401	(Regular Size)
	L	-10	+7	0.90	2° mesial	Hook	785-1403		785-1401	(Regular Size)
第1小臼歯	R	-17	0	0.70	4° distal	-	788-1513		788-1511	
	L	-17	0	0.70	4° distal	-	787-1513		787-1511	
	R	-17	0	0.70	4° distal	-	786-1513		786-1511	(Regular Size)
	L	-17	0	0.70	4° distal	-	785-1513		785-1511	(Regular Size)
第2小臼歯	R	-22	0	0.70	4° distal	-	788-1613		788-1611	
	L	-22	0	0.70	4° distal	-	787-1613		787-1611	
	R	-22	0	0.70	4° distal	-	786-1613		786-1611	(Regular Size)
	L	-22	0	0.70	4° distal	-	785-1613		785-1611	(Regular Size)

Roth System のブラケット セットは、すべてミニ スプリントとなります。

ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-1006		706-1021	¥10,000
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-1007		706-1022	¥50,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-1008		706-1023	¥100,000
	5-5	20	400	犬歯フック付	706-1009		706-1024	¥200,000
	5-5	50	1000	犬歯フック付	706-1010		706-1025	¥500,000

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System

標準価格 ¥5,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	テイク [°]	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+17	+4	1.00	-	-	780-0103		780-0101	
	L	+17	+4	1.00	-	-	779-0103		779-0101	
側切歯	R	+10	+8	1.50	-	-	780-0203		780-0201	
	L	+10	+8	1.50	-	-	779-0203		779-0201	
犬歯	R	-7	+8	0.90	-	Hook	780-0303		780-0301	
	L	-7	+8	0.90	-	Hook	779-0303		779-0301	
第1小臼歯	R	-7	0	0.90	-	-	780-0413		780-0411	
	L	-7	0	0.90	-	-	779-0413		779-0411	
第2小臼歯	R	-7	0	1.30	-	-	780-0513		780-0511	
	L	-7	0	1.30	-	-	779-0513		779-0511	
下顎	R/L	トルク	テイク [°]	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	-6	0	1.50	-	-	780-1203		780-1201	
	R/L	-6	0	1.50	-	-	779-1203		779-1201	
犬歯	R	-6	+3	0.90	-	Hook	780-1403		780-1401	
	L	-6	+3	0.90	-	Hook	779-1403		779-1401	
第1小臼歯	R	-12	+2	0.70	-	-	780-1513		780-1511	
	L	-12	+2	0.70	-	-	779-1513		779-1511	
第2小臼歯	R	-17	+2	0.70	-	-	780-1613		780-1611	
	L	-17	+2	0.70	-	-	779-1613		779-1611	

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System のブラケット セットは、すべて Mini Sprint となります。

ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-1036		706-1051	¥10,000
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-1037		706-1052	¥50,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-1038		706-1053	¥100,000
	5-5	20	400	犬歯フック付	706-1039		706-1054	¥200,000
	5-5	50	1000	犬歯フック付	706-1040		706-1055	¥500,000

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	