

オールセラミック セルフライゲーション ブラケット **トゥルークリアー**

医療機器認証番号: 226AKBZX00113000
販売名: フォレストアデント トゥルークリアー ブラケット
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器

Roth System*



上顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	0,9	-	C713-0103	C712-0103	C713-0101	C712-0101
2 側切歯	+8	+9	1,1	-	C713-0203	C712-0203	C713-0201	C712-0201
3 犬歯 フック付	-2	+11	0,7	4° mesial	C713-0313	C712-0313	C713-0311	C712-0311
4 小白歯	-7	0	0,7	2° distal	C713-0503	C712-0503	C713-0501	C712-0501
小白歯 フック付	-7	0	0,7	2° distal	C713-0513	C712-0513	C713-0511	C712-0511
5 小白歯	-7	0	0,7	2° distal	C713-0503	C712-0503	C713-0501	C712-0501
小白歯 フック付	-7	0	0,7	2° distal	C713-0513	C712-0513	C713-0511	C712-0511

ブラケットセット		Slot .018			Slot .022		
		1 症例セット	3 症例セット	6 症例セット	1 症例セット	3 症例セット	6 症例セット
上顎	3	C706-2000	C706-2001	C706-2002	C706-2006	C706-2007	C706-2008
	3-5	C706-2003	C706-2004	C706-2005	C706-2009	C706-2010	C706-2011

McLaughlin / Bennett / Trevisi System*



上顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	0,9	-	C715-0103	C714-0103	C715-0101	C714-0101
2 側切歯	+10	+8	1,1	-	C715-0203	C714-0203	C715-0201	C714-0201
3 犬歯 フック付	-7	+8	0,7	-	C715-0313	C714-0313	C715-0311	C714-0311
4 小白歯	-7	0	0,7	-	C715-0403	C714-0403	C715-0401	C714-0401
小白歯 フック付	-7	0	0,7	-	C715-0413	C714-0413	C715-0411	C714-0411
5 小白歯	-7	0	1,0	-	C715-0503	C714-0503	C715-0501	C714-0501
小白歯 フック付	-7	0	1,0	-	C715-0513	C714-0513	C715-0511	C714-0511

ブラケットセット		Slot .018			Slot .022		
		1 症例セット	3 症例セット	6 症例セット	1 症例セット	3 症例セット	6 症例セット
上顎	3	C706-2012	C706-2013	C706-2014	C706-2018	C706-2019	C706-2020
	3-5	C706-2015	C706-2016	C706-2017	C706-2021	C706-2022	C706-2023

*- The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストアデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F TEL. 03-6277-6980 FAX. 03-3568-8864

http://www.forestadent.co.jp E-mail : info@forestadent.co.jp



オールセラミック セルフライゲーション ブラケット

トゥルークリアー