

歯科技工用吸引式熱成型器

# トラック - V サーモフォーミングユニット



## ◆ 吸引式熱成型器

電源をコンセントに差し込むだけですぐに使用できます。バキュームユニットなどに接続する必要はありません。

## ◆ コンピューター制御

タッチパネルの表示ガイドに従って操作。温度センサーとプリプログラムにより適切な加熱と冷却が行えます。

## ◆ プリプログラムされたファイル情報

FORESTADENT社のトラック サーモフォーミング ファイルの情報は予めプログラムされています。使用するファイルを選択するだけで最適な成型時間と温度を設定できます。

## ◆ 他社製品ファイルの登録も可能

ユーザープログラムを利用して現在使用している他社製のファイルをお気に入りリストに登録しておくと、いつでも迅速に作業することができます。

## ◆ 2年メーカー保証

## トラック - V サーモフォーミングユニット オプション品、及び補充品



### テクニカル データ

#### ユニット寸法:

315(H) x 350(W) x 370(D) mm

#### ユニット重量:

11.9kg

#### 使用ファイル寸法:

直径 125mm

厚さ 0 - 6mm

#### フォームポッド寸法:

内径 101mm

内高 42mm

#### 消費電力:

110 V、340W (ヒーター部含む)

#### ヒューズ:

2 x T-4A (100/115V)

#### ヒーター部:

赤外線ヒーター 100V / 280W


#### 吸引部:

吸引 0.8bar

容量 6L/min

騒音レベル <70db(A)

一般医療機器 届出番号:13B2X10094F00009  
販売名:トラック V



オクルーフォーム装着時  
(オクルーフォームはオプション品となります。)

## トラック - V サーモフォーミングユニット 900-2110

### 標準装備品・価格

#### 装備品:

1. トラック-V サーモフォーミングユニット本体
2. ファイル固定リング
3. ペレットドロワー
4. モデルプレート
5. ステンレスペレット ポット
6. マグネット付ステンレスペレット ブラシ
7. タッチパネル保護フィルム (交換用)
8. 電源コード / アダプター
9. ステンレスペレット

一式 **¥298,000**  
(消費税別)

EMC適用規格 JIS T0601-1-2:2002



オクルーフォーム (対合歯圧跡付加器)

### 注文番号

**408-0706**

標準価格 ¥120,000 / SET



カバーテンプレート

**408-0705**

標準価格 ¥7,700 / EA



マグネット付ステンレスペレット ブラシ

**900-2012**

標準価格 ¥1,780 / EA



補充用ステンレスペレット (散弾)

**900-2001**

標準価格 ¥14,500 / EA



ファイルレセプション用シーリングゴム

**900-2016**

標準価格 ¥1,150 / EA



フォームポッド用シーリングゴム

**900-2017**

標準価格 ¥1,150 / EA

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストアデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>