

2025 SPRING SALE



フォrestaデント・ジャパン
スプリング セール

2025年2月17日～3月28日

ご注文は同封の注文書、又は、ウェブ注文 <https://www.forestadent.co.jp/weborder> をご利用ください。

フォrestaデント・ジャパン株式会社

2025 SPRING SALE

Memory Expansion Screws

フォレストアデント メモリー エクスパンション スクリュー






メモリー エクスパンダー タイプ “N” & タイプ “S”

スケルトンタイプのエクスパンション スクリュー。本体内部に組み込まれたNiTi製コイルスプリングによって過大過ぎない一定の荷重を与えることが可能です。

All
20% OFF


医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Exclusive from
FORESTADENT

| 注文番号 | タイプ | 拡大量 | サイズ | 入数 | |
|-----------|---|-------------|---|----|---|
| A167M1326 |  | 8mm 0.7 |  | 5 | メモリー アナトミカル エクスパンダー タイプ “S” Force: 約 5N (500g)  |
| 167M1529 |  | 10mm 0.8 |  | 5 | メモリー エクスパンダー タイプ “N” Force: 約 8N (800g)  |

Snap Lock Expander

フォレストアデント スナップ-ロック エクスパンダー



スナップ-ロック エクスパンダーは1/4回転するとフラットスプリングによって次の回転までその位置でロックされ後戻りしません。患者さんあるいはドクターはスクリューがロックするのを指先で感じる事ができるので、適切な回転量を知ることができます。

All
30% OFF

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストアデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Exclusive from
FORESTADENT

| 注文番号 | タイプ | 拡大量 | サイズ | 入数 | |
|-----------|---|-------|-------|----|-------------------------------|
| A167-1239 |  | 8 mm | 12 mm | 5 | スナップ-ロック エクスパンダー |
| A167-1439 | | 10 mm | 14 mm | 5 | |
| A167-1639 | | 12 mm | 16 mm | 5 | |
| 169-1239 |  | 8 mm | 12 mm | 5 | メタルプリンター用 スナップ-ロック エクスパンダー |
| 169-1439 | | 10 mm | 14 mm | 5 | |
| 169-1639 | | 12 mm | 16 mm | 5 | |



- メタルプリント スケルトンタイプ拡大装置の製作に関しては、株式会社アソインターナショナル社に直接ご注文ください。その際は技工指示書が必要となります。
- 上記掲載のフォレストアデント メタルプリント用エクスパンションスクリュー単体でご購入の場合は、フォレストアデント・ジャパンでご注文いただけます。

メタルプリント スケルトンタイプ拡大装置のご注文


<https://www.aso-inter.co.jp/>

2025 SPRING SALE


Palatal split screws

パラタル スプリット スクリュー

アナトミカル デザイン (注文番号は青色で表示)
 フォレスタデントのアナトミカル エクスパンダーは、スクリュー
 本体に解剖学的デザインを取り入れたことに特徴があります。



スタンダードデザイン



アナトミカルデザイン



医療機器認証番号: 221AKB2X00039000
 販売名: フォレスタデント スクリュー
 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
 管理医療機器

| 注文番号 | タイプ | 拡大量 | サイズ | 入数 | |
|-----------|--|------------------|---------|----|-----------------------------|
| 167-1633 |  with Protection | 12mm ↻ 0.9 | 15.5 mm | 5 | パラタル スプリット スクリュー タイプ "N" |
| A167-1633 |  with Protection | 12mm ↻ 0.9 | 15.5 mm | 5 | アナトミカル エクスパンダー タイプ "N" |
| 167-1326 |  | 10mm ↻ 0.8 | 13 mm | 5 | パラタル スプリット スクリュー タイプ "S" |
| A167-1326 |  with Protection | 10mm ↻ 0.8 | 14 mm | 5 | アナトミカル エクスパンダー タイプ "S" |



| 注文番号 | タイプ | 拡大量 | サイズ | 入数 | |
|----------|---|------------------|-------|----|-----------------------------|
| 167-1323 |  Acc. Dr. Elbel | 10mm ↻ 0.8 | 13 mm | 5 | パラタル スプリット スクリュー タイプ "S" |
| 168-1223 |  | 8mm ↻ 0.8 | 12 mm | 5 | 下顎用 リンガル エクスパンダー |
| 198-1223 |  | 8mm ↻ 0.8 | 12 mm | 5 | 下顎用 スリム リンガル エクスパンダー |
| 198-1623 |  | 12mm ↻ 0.8 | 16 mm | 5 | |


2025 SPRING SALE



CleaBow Retainer Wire
クリアボウ リテーナー ワイヤー



医療機器認証番号: 227AKBZX00049000
販売名: クリアボウ
一般的名称: 歯列矯正用歯牙維持装置
管理医療機器



- 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- 長期使用にわたり美しさを保ちます
- シンプルな加工作業を実現

掲載のリテーナーはクリアボウ使用の装置例です



クリアボウ製品マニュアル

| 注文字号 | 製品名 | アーチ長 (mm) | (適応範囲) 左右犬歯 遠心間距離 | 入数 |
|-----------|---|-----------|-------------------|----|
| OBS-10000 | ClearBow Assorted Pak for Extraction (Size: -4, -3, -2, -1, -A) | - | - | 5 |
| OBS-10005 | ClearBow Extraction Case -5 | 62 mm | 56 - 61 mm | 5 |
| OBS-10004 | ClearBow Extraction Case -4 | 58 mm | 52 - 56 mm | 5 |
| OBS-10003 | ClearBow Extraction Case -3 | 54 mm | 48 - 52 mm | 5 |
| OBS-10002 | ClearBow Extraction Case -2 | 50 mm | 44 - 48 mm | 5 |
| OBS-10001 | ClearBow Extraction Case -1 | 45 mm | 41 - 44 mm | 5 |
| OBS-1000A | ClearBow Extraction Case -A | 42 mm | 38.5 - 41 mm | 5 |
| OBS-1000B | ClearBow Extraction Case -B | 39 mm | 36 - 38.5 mm | 5 |
| OBS-1000C | ClearBow Extraction Case -C | 37 mm | 34 - 36 mm | 5 |

| 注文字号 | 製品名 | アーチ長 (mm) | (適応範囲) 左右第1小臼歯 遠心間距離 | 入数 |
|-----------|---|-----------|----------------------|----|
| OBS-10010 | ClearBow Assorted Pak for Non-Extraction (Size: +4, +3, +2, +1, +A) | - | - | 5 |
| OBS-10015 | ClearBow Non-Extraction Case +5 | 62 mm | 71.5 - 76.5 mm | 5 |
| OBS-10014 | ClearBow Non-Extraction Case +4 | 58 mm | 66.5 - 71.5 mm | 5 |
| OBS-10013 | ClearBow Non-Extraction Case +3 | 54 mm | 61.5 - 66.5 mm | 5 |
| OBS-10012 | ClearBow Non-Extraction Case +2 | 50 mm | 57.5 - 61.5 mm | 5 |
| OBS-10011 | ClearBow Non-Extraction Case +1 | 45 mm | 54.5 - 57.5 mm | 5 |
| OBS-1001A | ClearBow Non-Extraction Case +A | 42 mm | 51.5 - 54.5 mm | 5 |
| OBS-1001B | ClearBow Non-Extraction Case +B | 39 mm | 49.5 - 51.5 mm | 5 |
| OBS-1001C | ClearBow Non-Extraction Case +C | 37 mm | 47.5 - 49.5 mm | 5 |



歯列矯正用ロック
リングロック EVO



推奨技工法はコチラから！



医療機器認証番号: 302AKBZX00085000
販売名: リングロック
一般的名称: 歯列矯正用ロック
管理医療機器

| 注文字号 | サイズ | 入数 |
|------------|---|------------------|
| LL-001-110 | リングロック EVO 全長60mm 高さ3.5mm | 5 set (10本入り) |
| LL-002-110 | リングロック EVO エクステンション 全長104.7mm 高さ3.5mm | 1 set (2本入り) |

Produced by ASO International