

ORTHOtain

A WORLD LEADER IN ORTHODONTIC APPLIANCES

SALE

2025年2月17日~3月28日



歯列矯正用咬合誘導装置

オーソ テイン

期間中

ALL **10%** off

5個以上 **15%** off

10個以上 **20%** off

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーソ テイン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ご注文は裏面のFAXご注文書、又は、ウェブ注文 <https://www.forestadent.co.jp/weborder> をご利用ください。

フォレストアデント・ジャパン株式会社

歯列矯正用咬合誘導装置 オート ティン
2025 Spring SALE
2025年2月17日～3月28日



FAX 03-3568-8864

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名			
〒		-	
電話	()	FAX	()
e-mail	@		

クラス III コレクター

製品番号	規格	ご注文数
OT-CLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 2-6	
OT-YCLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 6-12	

マックスA

製品番号	規格	ご注文数
OT-MAXA40A	マックスA サイズ 2-6	
OT-YMAXA40A	マックスA サイズ 6-12	

ハビットコレクター

製品番号	幼児用 (適用年齢 2-4)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCT40AT	ハビットコレクター 幼児用	21.0	50.8	35.3	

製品番号	小児用 (適用年齢 4-6)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCP40-B	ハビットコレクター キッズ	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BP	ハビットコレクター キッズ パッド付	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BT	ハビットコレクター キッズ プルタブ付	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BPT	ハビットコレクター キッズ パッド/プルタブ付	24.4	55.0	37.9	

製品番号	小児用 (適用年齢 5-8)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCSK40AN	ハビットコレクター キッズ+	27.4	57.4	46.3	
OT-HCCSK40AP	ハビットコレクター キッズ+ パッド付	27.4	57.4	46.3	

製品番号	学童期用 (適用年齢 7-11)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCY40-B	ハビットコレクター ユース	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BP	ハビットコレクター ユース パッド付	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BT	ハビットコレクター ユース プルタブ付	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BPT	ハビットコレクター ユース パッド/プルタブ付	25.8	58.9	46.6	

製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCA40AN	ハビットコレクター アダルト	25.9	58.2	50.3	
OT-HCCA40BP	ハビットコレクター アダルト パッド付	25.9	58.2	50.3	

製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height	Width	Length	ご注文数
OT-HCCSA40AN	ハビットコレクター アダルト スレンダライズ	30.6	59.8	50.4	
OT-HCCSA40BP	ハビットコレクター アダルト スレンダライズ パッド付	30.6	59.8	50.4	

ナイトガイド ("C" シリーズ)

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	下顎6前歯部(永久歯)	ご注文数
OT-10C1400E	C サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	22.6 mm	
OT-15C1400E	C サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	23.2 mm	
OT-20C1400E	C サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	23.7 mm	
OT-25C1400E	C サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	24.3 mm	
OT-30C1400E	C サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	24.9 mm	
OT-35C1400E	C サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	25.4 mm	
OT-40C1400E	C サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	26.0 mm	
OT-45C1400E	C サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	26.6 mm	
OT-50C1400E	C サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	27.2 mm	
OT-55C1400E	C サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	27.7 mm	
OT-60C1400E	C サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	28.3 mm	

インテリム・G ("IG" シリーズ)

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎6前歯部(永久歯)	ご注文数
OT-20I1600BC	IG サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm	
OT-25I1600BC	IG サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm	
OT-30I1600BC	IG サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm	
OT-35I1600BC	IG サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm	
OT-40I1600BC	IG サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm	
OT-45I1600BC	IG サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm	
OT-50I1600BC	IG サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm	
OT-55I1600BC	IG サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm	
OT-60I1600BC	IG サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm	
OT-65I1600BC	IG サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm	
OT-70I1600BC	IG サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over	

オクルーズ・オー・ガイド ("G" シリーズ)

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎6前歯部(永久歯)	ご注文数
OT-10G1200	G サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	39.5 - 40.9 mm	
OT-15G1200	G サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	41.0 - 42.4 mm	
OT-20G1200	G サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm	
OT-25G1200	G サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm	
OT-30G1200	G サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm	
OT-35G1200	G サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm	
OT-40G1200	G サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm	
OT-45G1200	G サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm	
OT-50G1200	G サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm	
OT-55G1200	G サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm	
OT-60G1200	G サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm	
OT-65G1200	G サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm	
OT-70G1200	G サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over	

オーソティン ポジショナー "N" シリーズ

製品番号	規格	抜歯	上顎6前歯部(永久歯)	ご注文数
OT-10N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1	非抜歯	39.5 - 40.9 mm	
OT-15N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1.5	非抜歯	41.0 - 42.4 mm	
OT-20N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2	非抜歯	42.5 - 43.9 mm	
OT-25N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2.5	非抜歯	44.0 - 45.4 mm	
OT-30N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3	非抜歯	45.5 - 46.9 mm	
OT-35N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3.5	非抜歯	47.0 - 48.4 mm	
OT-40N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4	非抜歯	48.5 - 49.9 mm	
OT-45N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4.5	非抜歯	50.0 - 51.4 mm	
OT-50N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5	非抜歯	51.5 - 52.9 mm	
OT-55N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5.5	非抜歯	53.0 - 54.4 mm	
OT-60N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6	非抜歯	54.5 - 55.9 mm	
OT-65N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6.5	非抜歯	56.0 - 57.4 mm	
OT-70N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 7	非抜歯	57.5 mm over	

OT-20U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 2	上顎小臼歯	42.5 - 43.9 mm	
OT-25U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 2.5	上顎小臼歯	44.0 - 45.4 mm	
OT-30U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 3	上顎小臼歯	45.5 - 46.9 mm	
OT-35U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 3.5	上顎小臼歯	47.0 - 48.4 mm	
OT-40U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 4	上顎小臼歯	48.5 - 49.9 mm	
OT-45U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 4.5	上顎小臼歯	50.0 - 51.4 mm	
OT-50U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 5	上顎小臼歯	51.5 - 52.9 mm	
OT-55U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 5.5	上顎小臼歯	53.0 - 54.4 mm	
OT-60U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 6	上顎小臼歯	54.5 mm over	

OT-10X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1	上下顎小臼歯	45.5 - 46.9 mm	
OT-15X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1.5	上下顎小臼歯	47.0 - 48.4 mm	
OT-20X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2	上下顎小臼歯	48.5 - 49.9 mm	
OT-25X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2.5	上下顎小臼歯	50.0 - 51.4 mm	
OT-30X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3	上下顎小臼歯	51.5 - 52.9 mm	
OT-35X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3.5	上下顎小臼歯	53.0 - 54.4 mm	
OT-40X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4	上下顎小臼歯	54.5 - 55.9 mm	
OT-45X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4.5	上下顎小臼歯	56.0 - 57.4 mm	
OT-50X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5	上下顎小臼歯	57.5 - 58.9 mm	
OT-55X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5.5	上下顎小臼歯	59.0 - 60.4 mm	
OT-60X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 6	上下顎小臼歯	60.5 mm over	

		ご注文数
メジャーラールピンク (10枚入り)	ナイトガイド、インテリムG、オクルーズ・オー・ガイドに使用	

		ご注文数
メジャーラールホワイト (10枚入り)	オーソティン ポジショナーに使用	

<お問い合わせ・製造販売元> フォレストアデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は……

TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>