

BioQuick® -Brackets

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット

フォレストデント バイオクイック ブラケットは
第五世代に移行し、さらなる進化を遂げました。

The 5th Generation
of BioQuick Bracket




Bio-Quick® Brackets

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット

フォレストアデント バイオクイック ブラケットは第五世代に移行し、さらなる進化を遂げました。


The 5th Generation
of BioQuick Bracket



BioQuick® 5

BioQuick® 4

弾力性と操作性を最適化するための完全に新しいクリップデザインとなりました。
スロットのデザインも改良し、トルク、アンギュレーション、ローテーションの伝達を向上させました。
ブラケットのサイズも変更されました(最小限)。
補助スロット(オグジュアリー スロット)の位置が変更され、スロット形状もスクエアからラウンドに変更しました。



BioQuick® 4

BioQuick® 5

新しいデザインにより、クリップを開くために加える力が少なくなります。クリップにかかるストレスが少なくなるため、クリップが変形するリスクが低くなりました。

第五世代のクイックブラケットでは、より直感的に開くためにクリップはそれぞれのブラケットに合わせて配置され、クリップの開く方向は長軸方向になります。

クリップの形状を変更し、ガイドリッジの位置を変更することにより、ブラケット本体のサイズを小さくすることができました。

BQ5(バイオクイック第五世代)は、クリップの穴に収まるインストゥルメント(プローブ、エクスプローラー、スケーラーなど)で開くことができます。ただし、歯肉側の挿入ファンネルは以前よりわずかに小さくする必要があったため、歯肉側よりクリップを開ける場合は、より細くデザインされたインストゥルメント(501-1845)を使用します。



注文番号
501-1845



クイック ディレクター
オートクレーブ滅菌対応


BioQuick® -Brackets

バイオクイックセルフライゲーションブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



「Trevisi」のプリスクリプションではセルフライゲーション アプライアンスを利用した新しい治療コンセプトを紹介しています。このコンセプトは、特にスライディングメカニズムの最適化と、ローフォースで持続的な矯正力の使用に基づいています。アーチワイヤーはブラケットスロット内で自由に動くことができるため、フリクションが減少しスライディング メカニクスが効果的に機能します。



Trevisi System

バイオクイックブラケット 1 PK (10個入)

コンフォートライン 3D バッカルチューブ 1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.0	-	733E0103	732E0103	733E0101	732E0101
2 側切歯	+10	+8	1.3	-	733E0203	732E0203	733E0201	732E0201
3 犬歯	0	+8	0.8	-	733E0323	732E0323	733E0321	732E0321
	犬歯 フック付	0	+8	0.8	-	733E0333	732E0333	733E0331
3 犬歯	-7	+8	0.8	-	733E0303	732E0303	733E0301	732E0301
	犬歯 フック付	-7	+8	0.8	-	733E0313	732E0313	733E0311
4+5 小臼歯	-7	0	0.9	-	733E0403	732E0403	733E0401	732E0401
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	733E0413	732E0413	733E0411
6 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	728M0804	727M0804	728M0802	727M0802
7 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	728M0804	727M0804	728M0802	727M0802


下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	1.4	-	732E1203		732E1201	
3 犬歯	0	+3	1.0	-	733E1423	732E1423	733E1421	732E1421
	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	733E1433	732E1433	733E1431
3 犬歯	-6	+3	1.0	-	733E1403	732E1403	733E1401	732E1401
	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	733E1413	732E1413	733E1411
4 小臼歯	-12	+2	1.1	-	733E1503	732E1503	733E1501	732E1501
	小臼歯 フック付	-12	+2	1.1	-	733E1513	732E1513	733E1511
5 小臼歯	-17	+2	1.1	-	733E1603	732E1603	733E1601	732E1601
	小臼歯 フック付	-17	+2	1.1	-	733E1613	732E1613	733E1611
6 大臼歯 フック付	-20	0	-	-	728M1714	727M1714	728M1712	727M1712
7 大臼歯 フック付	-10	0	-	-	728M1804	727M1804	728M1802	727M1802

BioQuick® -Brackets

バイオクイックセルフライゲーションブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Trevisi System



バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

Trevisi System

犬歯ブラケット トルク付	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706E0837	706E0838	706E0839	706E0852	706E0853	706E0854
犬歯フック付	706E0842	706E0843	706E0844	706E0857	706E0858	706E0859
犬歯・小臼歯フック付	706E0847	706E0848	706E0849	706E0862	706E0863	706E0864

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

Trevisi System

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706E0870	706E0871	706E0872	706E0880	706E0881	706E0882
犬歯フック付	706E0873	706E0874	706E0875	706E0883	706E0884	706E0885
犬歯・小臼歯フック付	706E0876	706E0877	706E0878	706E0886	706E0887	706E0888

Trevisi System

Comfort Line 3D buccal tubes

コンフォートライン 3D バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

1 PK (10個入)

Ni-Free*	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし 注文番号		インデント付 注文番号	
						右	左	右	左
	6 6	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	6 6	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	7 7	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

*. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。


BioQuick® -Brackets

バイオクイックセルフライゲーションブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアドेंट クイック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



「FACE Evolution II」では、Roth Systemの基本原則に沿って、国際的に有名なFACEグループによって修正されたプリスクリプションのブラケット システムを利用できるようになりました。FACEの治療哲学は、機能的および審美的に理想的な治療結果に焦点を当てています。



バイオクイックブラケット 1 PK (10個入)

上顎6番用バックルチューブ 1 PK (10個入)

下顎6番用バックルチューブ(BF) 1 PK (10個入)

7番用バックルチューブ 1 PK (10個入)

FACE Evolution II System

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	739-0103	738-0103	739-0101	738-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	739-0203	738-0203	739-0201	738-0201
3 犬歯	+3	+8	0.8	-	739-0303	738-0303	739-0301	738-0301
	犬歯 フック付	+3	+8	0.8	-	739-0313	738-0313	739-0311
4+5 小臼歯	0	0	0.9	-	739-0523	738-0523	739-0521	738-0521
	小臼歯 フック付	0	0	0.9	-	739-0533	738-0533	739-0531
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	10° distal	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	6° distal	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 前歯	-1	0	1.4	-	738-1303		738-1301	
	-6	0	1.4	-	738-1203		738-1201	
3 犬歯	-6	+2	1.0	-	739-1403	738-1403	739-1401	738-1401
	犬歯 フック付	-6	+2	1.0	-	739-1413	738-1413	739-1411
4 小臼歯	-12	0	1.2	-	739-1523	738-1523	739-1521	738-1521
	小臼歯 フック付	-12	0	1.2	-	739-1533	738-1533	739-1531
5 小臼歯	-17	0	1.2	-	739-1623	738-1623	739-1621	738-1621
	小臼歯 フック付	-17	0	1.2	-	739-1633	738-1633	739-1631
6 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 大臼歯 フック付	-30	0	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

BioQuick[®] -Brackets


バイオクイックセルフライゲーションブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000
販売名: フォレストアデント クイックブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

FACE Evolution II System



	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706-1236	706-1237	706-1238	706-1245	706-1246	706-1247
犬歯フック付	706-1239	706-1240	706-1241	706-1248	706-1249	706-1250
犬歯・小臼歯フック付	706-1242	706-1243	706-1244	706-1251	706-1252	706-1253



Comfort Line buccal tubes

フォレストアデント コンフォートライン バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

FACE Evolution II System


1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	注文番号	
							右	左
	6 6	-30	0	10	.018	ダイレクト用 スタンダードベース	739-0704	738-0704
					.022		739-0702	738-0702
	7 7	-30	0	6	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-0804	738-0804
					.022		739-0802	738-0802
	6 6	-30	0	4	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	739B1704	738B1704
					.022		739B1702	738B1702
	7 7	-30	0	0	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-1804	738-1804
					.022		739-1802	738-1802

BioQuick® -Brackets

バイオクイックセルフライゲーションブラケット

医療機器認証番号:221AKBZX00114000
販売名:フォレストアデント クイックブラケット
一般的名称:歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



Roth* System

バイオクイックブラケット 1 PK (10個入)
クイックモラーブラケット 1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	731-0103	730-0103	731-0101	730-0101
2 側切歯	+8	+9	1.3	-	731-0203	730-0203	731-0201	730-0201
3 犬歯	-2	+11	0.8	4° mesial	731-0303	730-0303	731-0301	730-0301
	犬歯 フック付	-2	+11	0.8	4° mesial	731-0313	730-0313	731-0311
4+5 小臼歯	-7	0	0.9	2° distal	731-0503	730-0503	731-0501	730-0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.9	2° distal	731-0513	730-0513	731-0511
6 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 大臼歯 フック付	-14	0	-	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.4	-	730-1203		730-1201	
3 犬歯	-11	+7	1.0	2° mesial	731-1403	730-1403	731-1401	730-1401
	犬歯 フック付	-11	+7	1.0	2° mesial	731-1413	730-1413	731-1411
4 小臼歯	-17	0	1.2	4° distal	731-1503	730-1503	731-1501	730-1501
	小臼歯 フック付	-17	0	1.2	4° distal	731-1513	730-1513	731-1511
5 小臼歯	-22	0	1.2	4° distal	731-1603	730-1603	731-1601	730-1601
	小臼歯 フック付	-22	0	1.2	4° distal	731-1613	730-1613	731-1611
6 大臼歯 フック付	-20	0	-	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 大臼歯 フック付	-20	0	-	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

Roth* System



	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706-0971	706-0972	706-0973	706-0986	706-0987	706-0988
犬歯フック付	706-0976	706-0977	706-0978	706-0991	706-0992	706-0993
犬歯・小臼歯フック付	706-0981	706-0982	706-0983	706-0996	706-0997	706-0998

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

Quick® molar-Brackets

6番/7番用 クイック モラー セルフライゲーション ブラケット (ダイレクト ボンディング ベース)

クイック モラー(大臼歯)ブラケットは歯列矯正治療をより効率的に行うための選択肢を提供します。以前のようにアーチワイヤーを縫うように第1、第2大臼歯に通す不便さはもう過去のことです。さらに予め口腔外でシンチバックしたワイヤーをセットすることが可能となります。

医療機器認証番号:221AKBZX00114000
販売名:フォレストアデント クイック ブラケット
一般的名称:歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Active/Passive	注文番号	
							右	左
	76 67	-14	0	12	.018	インターアクティブタイプ	731-0713	730-0713
					.022		731-0711	730-0711
	76 67	-14	0	12	.018	フルパッシブタイプ	731P0713	730P0713
					.022		731P0711	730P0711
	76 67	-20	0	2	.018	インターアクティブタイプ	731-1713	730-1713
					.022		731-1711	730-1711
	76 67	-20	0	2	.018	フルパッシブタイプ	731P1713	730P1713
					.022		731P1711	730P1711

クイック ブラケット アクセサリー

501-1845		1	クイック ディレクター オートクレーブ滅菌対応	届出番号:13B1X10233F00002 販売名:フォレストアデント ディレクター 一般的名称:歯科矯正用結さつ器 一般医療機器
501-1846		1	クイック ディレクター ツープロング オートクレーブ滅菌対応	届出番号:13B1X10233F00002 販売名:フォレストアデント ディレクター 一般的名称:歯科矯正用結さつ器 一般医療機器
C501-0828		1	ブラケット リムービング プライヤー ノッチ付 ワイヤーを装着したままブラケット撤去が可能です。	届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレストアデント プライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤー 一般医療機器
950-0244		1	バイオクイック セルフライゲーション メタル ブラケット 患者コンサルテーション モデル (上下顎)	
950-0251		1	バイオパッシブ セルフライゲーション メタル ブラケット 患者コンサルテーション モデル (FACE) (上下顎)	